


FlexibleSling

SystemRoMedic

Manual



Udelte benstöd



Delte benstöd

Maks belastning: 300 kg



FlexibleSling er en løftesele som jobber fleksibelt mot kroppen og gir brukeren trygghetsfølelse ved forflytning. Den finnes i tre modeller; med delte beinstropper, udelte beinstropper og udelte beinstropper med hygiene åpning. FlexibleSling er utformet for å gi mye støtte i løftesituasjoner og den former seg etter kroppen. Etter en forflytning blir den liggende i rullestolen, i formtilpasset sete eller lignende.

FlexibleSling inngår i en serie av løfteseler. Valget av modell og materiale avgjøres av brukerens funksjoner samt hvilken/hvilke typer løftesituasjoner den benyttes i.

RoMedics løfteseler og heiser inngår i SystemRoMedic, en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger; overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Foreta regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og fritt for skader og at det ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid bruksanvisningen

Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå risiko for utglidning eller andre ubehag ved å velge riktig størrelse på løfteselen. For stor løftesele gir høy risiko for utglidning.

Observer at det kan finnes en risiko for at brukeren kan tippe fremover siden løfteselen har udelte beinstropper.


La ikke brukeren være alene under løftemomentet.

Fest først selens ryggfester, deretter fester man benfestene.

Bruk godkjent løftebøyle for økt sikkerhet.

FlexibleSling, delte beinstropper

Plassering av løftesele når brukeren sitter i rullestol/stol eller seng:



1. Hold løfteselen i den ene hånden og plasser den andre hånden i lommen på den nedre kanten på selen. Hvis brukeren kan bøye seg fremover gjør dette plasseringen av løfteselen enklere. Før løfteselen ned bak brukers rygg ved å la den gli ned langs rullestolens rygg/seng. Det er optimalt om den kommer helt ned til halebenet på brukeren. Løfteselens midtlinje skal følge brukers rygggrad.
2. Vær nøye med å få løfteselen godt rundt setet på brukeren. Dette gjøres enklest ved å benytte rommet ved bakre hjørne på rullestolen.
3. Jobb frem stroppene langs lårenes utside. Sitt gjerne foran brukeren og trekk i den nedre kanten på benstroppene slik at løfteselen glier på plass rundt setet på brukeren. Sett ditt kne mot brukers kne slik at man unngår at brukeren glier for langt frem i rullestolen.




4. Etter at du har kontrollert at begge benstroppene er like lange på begge sider, kan du plassere dem under brukers lår. Det er vanlig å krysse begge stroppene før de festes i løftebøylen.

Fjerning av løfteselen når brukeren sitter:



1. Fold benstroppen og la den gli mot seg selv når du trekker den ut på siden av låret.
2. Trekk løfteselen opp bak brukers rygg.

Plassering av løftesele når brukeren i ligger, benk eller gulv:



1. Vend brukeren mot deg. Plasser løfteselen slik at merkelappen er ned mot underlaget og midten av løfteselen følger brukers rygggrad. Løfteselens øvre kant skal dekke hodet og den nedre kanten dekker helt ned til halebenet. Plasser løfteselen så langt inn under brukeren som overhode mulig. Sørg for at ryggdelen dyttes godt inn mot kroppen, slik at du får tak i den på den andre siden etter at du har vendt brukeren tilbake på rygg.



3. Vend brukeren tilbake på løfteselen og dra frem ryggdelen og benstroppene.

2. For lettere håndtering og færre momenter kan du i sideleie krølle ryggdelen mot brukers rygg og samtidig plassere benstroppene mellom brukers knær. Da er det enklere å trekke frem selene når brukeren ligger på løfteselen.

4. Det er vanlig å krysse begge stroppene før de festes i løftebøylen.

FlexibleSling, udelte beinstropper

Plassering av løftesele når brukeren i ligger, benk eller gulv:



1. Hold løfteselen i den ene hånden og plasser den andre hånden i lommen på den nedre kanten på selen. Hvis brukeren kan bøye seg fremover gjør dette plasseringen av løfteselen enklere. Før løfteselen ned bak brukers rygg ved å la den gli ned langs rullestolens rygg/seng. Det er optimalt om den kommer helt ned til halebenet på brukeren. Løfteselens midtlinje skal følge brukers ryggrad.


2. For å kontrollere at løfteselens plassering er korrekt og at midtlinjen følger ryggraden, kan du vikle opp ryggdelen i mot brukers rygg.

3. Vend tilbake brukeren på løfteselen og trekk frem hodestøten, ryggdelen og beinstroppene.

Fest løftehempene på løftebøylen, start med de øverste og ta båndene til sist. Start med å heve løftebøylen forsiktig, stopp opp for å kontrollere at alt er ok før du gjennomfører løftet og brukeren heves fra underlaget.

FlexibleSling, delte og udelte beinstropper

Fjerning av løfteselen når brukeren ligger:



1. Legg beinstroppene mellom brukers knær.

2. Vend brukeren mot deg og fold selen inn under brukeren, slik at stoffet glir mot seg selv og du lett kan trekke ut løfteselen under brukeren.

Alternative bruksområder:



Løfteselens høye rygg gir god støtte for hodet, samtidig som brukeren har mulighet til å plassere armene innenfor eller utenfor løfteselen.

For modellen med delte beinstøtter kan beinstroppene krysses før de festes på løftebøylen.

Materiale:

Polyesternet: Luftig materiale som når ved behov kan bli værende under brukeren.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for lang levetid på materialet.

Størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2- og 4-punkts løftesituasjoner. Uansett må man alltid sjekke og sikre at bredden på løftebøylen fungerer til løfteselens størrelse og brukerens forutsetninger.

For sikkerhet og hygiene, bruk løfteselene individuelt dvs en sele tilpasset hver bruker.

FlexibleSling, delte beinstropper

Størrelse		XXS/Grå	XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla
Anbefalt brukervekt	lbs	22-66	44-77	55-121	110-165	154-243	220-287
	kg	10-30	20-35	25-55	50-75	70-110	100-130
Løfteselens høyde	inch	29,5	32	35,5	40	40	41
	cm	75	81	90	102	102	104

FlexibleSling, udelte beinstropper

Størrelse		XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla
Anbefalt brukervekt	lbs	44-88	66-154	132-198,5	176-286,5	242,5-397
	kg	20-40	30-70	60-90	80-130	110-180
Løfteselens høyde	inch	31,5	33,5	36,5	38	38,5
	cm	80	85	93	96	98

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic®